

ПРОТОКОЛ №28
об итогах тендера по закупу
медицинских изделий для операционного блока на 2020 год.»

г.Атырау

01 апреля 2020 года, 11 часов 00 минут

1. Тендерная комиссия в следующем составе:

Шомиров С.С.

Председатель тендерной комиссии,
Директор Атырауской областной больницы;

Машаханова И.Б.

Член тендерной комиссии,
Старшая сестра операционного блока;

Сапарова С.А.

Член тендерной комиссии,
Менеджер отдела ГЗ;

Жангалиева С.Е.

Секретарь тендерной комиссии,
Менеджер отдела ГЗ.

провела тендер по закупу «медицинских изделий для операционного блока на 2020 год.»

2. Перечень закупаемых товаров:

№	Название	Ед. изм.	Кол-во	Техническая спецификация	Цена за ед. изм.	Сумма
1	Капрон 1 -4 ,75см игла колющая 40мм,стерильно	шт	2500	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный полиамид. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: радиационный (R) Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в без игольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 1 (4), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющей иглой 1/2, 40мм	450	1 125 000
2	Капрон 2 / 0 -3, 75см игла колющая	шт	3000	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические,	450	1 350 000

	25мм,стерильно			нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апиногенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный полиамид. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: радиационный (R) Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игловыми наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 2/0 (3), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющей иглой 1/2, 25мм		
3	Капрон 2 / 5 - 75см игла режущая 45 мм,стерильно	шт	2500	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апиногенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный полиамид. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: радиационный (R) Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игловыми наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 2/0 (3), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющей иглой 1/2, 45мм	450	1 125 000
4	Кетгут 2-6 , 75см игла колющая 45мм , стерильно	шт	500	Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течении 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем. Метод стерилизации: радиационный (R) Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игловыми наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 2	800	400 000

				(6), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющей иглой 1/2, 45мм		
5	Кетгут 0 -4, 75см игла колющая 35 мм,стерильно	шт	500	Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течении 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем. Метод стерилизации: радиационный (R) Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игловыми наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 0 (4), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющей иглой 1/2, 35 мм	960	480 000
6	Кетгут 2/0 -3 , 75см игла колющая 35мм,стерильно	шт	300	Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течении 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем. Метод стерилизации: радиационный (R) Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игловыми наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 2/0-3, длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющей иглой 1/2, 35мм	960	288 000
7	Кетгут 2/0 - 3 ,5 75см игла колющая HR -25 ,стерильно	шт	300	"Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течении 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем. Метод стерилизации: радиационный (R) Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игловыми наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 2/0 (3,5), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющей иглой 1/2, 25мм"	800	240 000
8	Румакрил 1/4 75см игла колющая	шт	1500	"Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся,	1 400	2 100 000

	40мм ,стерильно			созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игловыми наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 1 (4), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющей иглой 1/2, 45мм"		
9	Румаприл 2/5 75см игла колющая 45мм ,стерильно	шт	2000	"Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игловыми наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 2 (5), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющей иглой 1/2, 45мм"	2 310	4 620 000
10	Полипропилен 2/0(3) 75см HR-25	шт	1000	"Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, монофиламентные, изготовленные из полипропилена. Устойчив к повторным сгибам при поддержке сердечной пропульсии. Нить с иглой размещена в пластиковую катушку, что дает свойство контролируемого линейного растяжения. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к	1500	1 500 000

				применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игловыми наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 2/0 (3), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющий иглой 25мм"		
11	Полипропилен 3/0(2) 75см HR-25	шт	1000	"Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, монофиламентные, изготовленные из полипропилена. Устойчив к повторным сгибам при поддержке сердечной пропульсии. Нить с иглой размещена в пластиковую катушку, что дает свойство контролируемого линейного растяжения. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игловыми наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 3/0 (2), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющий иглой 25мм"	1500	1 500 000
12	Полипропилен 5/0(1) 75см HR-13(x2)	шт	200	"Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, монофиламентные, изготовленные из полипропилена. Устойчив к повторным сгибам при поддержке сердечной пропульсии. Нить с иглой размещена в пластиковую катушку, что дает свойство контролируемого линейного растяжения. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игловыми наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 5/0 (1), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющими двумя иглами 13мм"	1500	300 000
13	Полипропилен 4/0(1,5) 75см HR-25	шт	500	"Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, монофиламентные, изготовленные из полипропилена. Устойчив к повторным сгибам при поддержке сердечной пропульсии. Нить с иглой размещена в пластиковую катушку, что дает свойство контролируемого линейного растяжения.	1500	750 000

				Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игловыми наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 4/0 (1,5), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющими иглой 25мм"		
14	Полипропилен 6/0(0,7) 75см HR-13(x2)	шт	200	"Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, монофиламентные, изготовленные из полипропилена. Устойчив к повторным сгибам при поддержке сердечной пропульсии. Нить с иглой размещена в пластиковую катушку, что дает свойство контролируемого линейного растяжения. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО) Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игловыми наконечниками в двойных полимерных пакетах. USP (метрический): 6/0 (0,7), длиной нити (см): 75 см с шагом 1 см, с колющими двумя иглами 13мм"	1500	300 000
15	W 9262 f PDS II 1 48mm 1/2c 150cm	шт	300	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полилиоксанона М 4(1) 150 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 48 мм длиной. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апиrogenны. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять 80% прочности на разрыв INVIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити не менее 145 см и не более 155 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной.	3550	1 065 000

				Петлевой шовный материал (оба конца нити должны быть атравматически соединены с одной иглой) Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Нить должна быть уложена по восьмерке в картонном лотке. Игла должна быть зафиксирована не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Специальная технология овальной укладки нити на пластиковом лотке на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".		
16	Prolene №7,0 9,3mm 3 8c 75cm	шт	50	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,5(7/0) 60 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 3/8 окружности, от 8,8 до 9,8 мм длиной. Колющий кончик игл должен иметь угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в	6162	308 100

				индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на пластиковом лотке на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.		
17	Скальпель №11	шт	2200	Скальпель хирургический стерильный, однократного применения, (Лезвие из нерж. стали)	120	264 000
18	Скальпель №10	шт	2000	Скальпель хирургический стерильный, однократного применения, (Лезвие из нерж. стали)	120	240 000
19	Скальпель № 20	шт	1500	Скальпель хирургический стерильный, однократного применения, (Лезвие из нерж. стали)	120	180 000
20	UMN3 Сетка ULTRAPRO 10 x15	шт	30	Сетка хирургическая композитная "УльтраПро" (UltraPro), 15 x 10 см ULTRAPR. Сетка хирургическая макропористая частично рассасывающаяся монофиламентная для пластики грыж. Сетка должна состоять из 50% нити полиглекапрона и 50% нити полипропилена, с размером пор не менее 3,2 мм для обеспечения лучшего врастания сетки в переднюю брюшную стенку и формирования гибкой рубцовой структуры. На сетке должны быть окрашенные полосы, облегчающие ориентирование сетки в брюшной полости в направлении максимальной эластичности. Удельный вес сетки до абсорбции рассасывающейся полиглекапроновой составляющей должен быть не более 58 г/м², удельный вес нерассасывающейся полипропиленовой составляющей должен быть не более 34 г/м². Прочность на разрыв должна быть от 730 Н до 810Н. Прямоугольной формы. Размер 15x10 см. Стерильный внутренний вкладыш должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с сеткой. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование сетки, товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), размер сетки, информацию о сроке годности, номере партии(серии), указание о стерильности с указанием метода стерилизации,	57 100	1 713 000

				указание об однократном применении. Каждая упаковка снабжена специальным стикером, предназначенным для вклеивания в медицинскую карту пациента для отслеживания данных об имплантированном устройстве. Стикерсодержит информацию о производителе, сроке годности изделия и номере партии. Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование сетки, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), размер сетки, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении.		
21	PMS3 Сетка PROLENE 30x30	шт	30	Сетка хирургическая "ПРОЛЕН" (PROLENE), 30x30смPROLENE mesh . Сетка хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей с контролируемым линейным натяжением толщиной не более 0,5 мм, удельный вес должен быть не более 82 г/м2; предел прочности на разрыв должен быть не менее 14 кг/см2, размер пор должен быть не менее 1 мм. Квадратной формы. Размер 30x30 см. Стерильный внутренний вкладыш должен быть упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности сетки и ее функциональных свойств с учетом условий ее применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Каждая упаковка снабжена специальным стикером, предназначенным для вклеивания в медицинскую карту пациента для отслеживания данных об имплантированном устройстве. Стикер содержит информацию о производителе, сроке годности изделия и номере партии. Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование сетки, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), размер сетки, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении.	111 000	3 330 000
22	Перчатки неопудренный стерильный №6	пар	2000	"Изготовлены из натурального латекса, неопудренные. Имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность. Каждая пара перчаток в стерильной индивидуальной упаковке с надписью: «Правая перчатка», «Левая перчатка». Стерилизованы гамма-излучением. Длина манжеты - 280 мм, заканчивается валиком. Толщина латекса - 0,1 мм.5 лет"	140	280 000
23	Перчатки неопудренный стерильный №7	пар	3000	"Изготовлены из натурального латекса, неопудренные. Имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность. Каждая пара перчаток в стерильной индивидуальной упаковке с надписью «Правая перчатка», «Левая перчатка». Стерилизованы гамма-излучением. Длина манжеты - 280 мм, заканчивается валиком. Толщина латекса - 0,1 мм.5 лет"	130	390 000
24	Перчатки неопудренный стерильный №7,5	пар	3000	"Изготовлены из натурального латекса, неопудренные. Имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность. Каждая пара перчаток в стерильной индивидуальной упаковке с надписью «Правая перчатка», «Левая перчатка». Стерилизованы гамма-излучением. Длина манжеты - 280 мм, заканчивается валиком. Толщина латекса - 0,1 мм.5 лет"	130	390 000

				индивидуальной упаковке с надписью «Правая перчатка», «Левая перчатка». Стерилизованы гамма-излучением. Длина манжеты - 280 мм, заканчивается валиком. Толщина латекса - 0,1 мм. 5 лет"		
25	Перчатки Gammex GAMMEX Non - Latex латексные неопудренные, стерильные, с внутренним синтетическим покрытием № 6	пар	100	Перчатки хирургические синтетические из полихлорнеопренового латекса (неопрена) для профилактики аллергии на другие виды латекса, стерильные для хирургических операций, в том числе работы с электроинструментами. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурированный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16 - 0,19 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,185 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (цвет зеленый) для цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. Краситель не токсичен. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика) с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Длина перчатки 305 мм для удобства применения в системе 2-х перчаток и дополнительной защиты предплечья, исключения риска проникновения биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения 2а в соответствии с регистрационным удостоверением	2250	225 000
26	Перчатки Gammex GAMMEX Non - Latex латексные неопудренные, стерильные, с внутренним синтетическим покрытием № 7,5	пар	100	Перчатки хирургические синтетические из полихлорнеопренового латекса (неопрена) для профилактики аллергии на другие виды латекса, стерильные для хирургических операций, в том числе работы с электроинструментами. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурированный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16 - 0,19 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,185 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (цвет зеленый) для цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. Краситель не токсичен. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика) с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Длина перчатки 305 мм для удобства применения в системе 2-х перчаток и дополнительной защиты предплечья, исключения риска проникновения биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению	2250	225 000

				озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения 2а в соответствии с регистрационным удостоверением		
27	Перчатки Gammex GAMMEX Non - Latex латексные неопудренные, стерильные, с внутренним синтетическим покрытием № 8	пар	100	Перчатки хирургические синтетические из полихлорнеопренового латекса (неопрена) для профилактики аллергии на другие виды латекса, стерильные для хирургических операций, в том числе работы с электроинструментами. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурированный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16 - 0,19 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,185 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (цвет зеленый) для цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. Краситель не токсичен. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика) с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Длина перчатки 305 мм для удобства применения в системе 2-х перчаток и дополнительной защиты предплечья, исключения риска проникновения биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения 2а в соответствии с регистрационным удостоверением	2250	225 000
28	Перчатки Gammex GAMMEX Non - Latex латексные неопудренные, стерильные, с внутренним синтетическим покрытием № 7	пар	100	Перчатки хирургические синтетические из полихлорнеопренового латекса (неопрена) для профилактики аллергии на другие виды латекса, стерильные для хирургических операций, в том числе работы с электроинструментами. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурированный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16 - 0,19 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,185 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (цвет зеленый) для цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. Краситель не токсичен. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика) с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Длина перчатки 305 мм для удобства применения в системе 2-х перчаток и дополнительной защиты предплечья, исключения риска проникновения биологической жидкости под перчатку через верхний край манжеты. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения 2а в соответствии с регистрационным удостоверением	2250	225 000

29	"Перчатки медицинские хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные GAMMEX® LATEX ORTHO повышенной прочности для манипуляций / процедур с высоким риском повреждения перчаток, в т.ч для травматологии и ортопедии №8	пар	30	С повышенной прочности для манипуляций / процедур с высоким риском повреждения перчаток, в т.ч для травматологии и ортопедии. Сверхтолстая для усиления защиты Манжета с валиком, с адгезивной полосой обеспечивает надежную фиксацию на рукаве хирургического халата Внутреннее полиуретановое покрытие обеспечивает легкое надевание и разобщает контакт с латексными белками Текстурированная поверхность обеспечивает исключительный захват и фиксацию инструмента во влажной и сухой среде Низкое содержание протеинов латекса (менее 30 мкг/г) Коричневый цвет уменьшает отражение света ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: Материал: Натуральный каучуковый латекс Цвет: Коричневый; Форма: Анатомическая Манжета SureFit™ technology: Манжета с валиком, с клейкой полосой. Наружная поверхность: Текстурированная, хлорированная и обработанная силиконом Внутренняя поверхность: С полиуретановым покрытием, брабанная силиконом ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Толщина (одинарная) - Палец 0,330; Ладонь 0,300; Манжета 0,260 Минимальная длина манжеты: (мм) 295	1380	41 400
30	Перчатки медицинские хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные GAMMEX® LATEX ORTHO повышенной прочности для манипуляций / процедур с высоким риском повреждения перчаток, в т.ч для травматологии и ортопедии №7,5	пар	30	С повышенной прочности для манипуляций / процедур с высоким риском повреждения перчаток, в т.ч для травматологии и ортопедии. Сверхтолстая для усиления защиты Манжета с валиком, с адгезивной полосой обеспечивает надежную фиксацию на рукаве хирургического халата Внутреннее полиуретановое покрытие обеспечивает легкое надевание и разобщает контакт с латексными белками Текстурированная поверхность обеспечивает исключительный захват и фиксацию инструмента во влажной и сухой среде Низкое содержание протеинов латекса (менее 30 мкг/г) Коричневый цвет уменьшает отражение света ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: Материал: Натуральный каучуковый латекс Цвет: Коричневый; Форма: Анатомическая Манжета SureFit™ technology: Манжета с валиком, с клейкой полосой. Наружная поверхность: Текстурированная, хлорированная и обработанная силиконом Внутренняя поверхность: С полиуретановым покрытием, брабанная силиконом ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Толщина (одинарная) - Палец 0,330; Ладонь 0,300; Манжета 0,260 Минимальная длина манжеты: (мм) 295	1380	41 400
31	Перчатки медицинские хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные GAMMEX® LATEX ORTHO	пар	30	С повышенной прочности для манипуляций / процедур с высоким риском повреждения перчаток, в т.ч для травматологии и ортопедии. Сверхтолстая для усиления защиты Манжета с валиком, с адгезивной полосой обеспечивает надежную фиксацию на	1380	41 400

	повышенной прочности для манипуляций / процедур с высоким риском повреждения перчаток, в т.ч для травматологии и ортопедии №8"			рукаве хирургического халата Внутреннее полиуретановое покрытие обеспечивает легкое надевание и разобщает контакт с латексными белками Текстурированная поверхность обеспечивает исключительный захват и фиксацию инструмента во влажной и сухой среде Низкое содержание протеинов латекса (менее 30 мкг/г) Коричневый цвет уменьшает отражение света ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: Материал: Натуральный каучуковый латекс Цвет: Коричневый; Форма: Анатомическая Манжета SureFit™ technology: Манжета с валиком, с клейкой полосой. Наружная поверхность: Текстурированная, хлорированная и обработанная силиконом Внутренняя поверхность: С полиуретановым покрытием, бработанная силиконом ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Толщина (одинарная) - Палец 0,330; Ладонь 0,300; Манжета 0,260 Минимальная длина манжеты: (мм) 295		
32	Селиконовая трубки для дренажа не стер O,D 8 , ID 5,30	метр	100	Трубка дренажная медицинская, резиновая тип-2 - используются в медицине для хирургических целей: для удаления патологических жидкостей из полостей или ран различного размера для любых видов дренажа. Может использоваться для переливания крови. Дренажные трубки после операций выполнены из высококачественного экологически чистого материала. Трубка дренажная резиновая пригодна для любых способов температурной дезинфекции. Размеры: Внутренний диаметр: от 4,0 до 12 мм. Толщина стенки: от 1,5 до 3,5 мм. Гарантийный срок хранения трубок: – 5 лет с момента изготовления.	944	94 400
33	Воск Костный BON Wax ST	шт	100	Хирургический воск BoneWax для костных тканей, нерассасывающийся, стерильный. Хирургический воск для остановки кровотечения из костных тканей. Хирургический воск является нерассасывающимся стерильным хирургическим материалом, состоящим из следующих компонентов:белый (отбеленный) пчелиный воск PhEur 75% по массе, парафин восковой DAB/BP 15% по массе, пальмитат изопропила DAB 10% по массе. Хирургический воск имеет белый цвет и поставляется в твердом виде в прямоугольных пакетах по 2,5г.	1600	160 000
34	Универсальные канюли с троакаромEndopathc 12lt	уп	4	CB12LT "Канюля для троакаров ""Endopath XCEL"" со стабилизацией диаметр 12 мм, длина 100 мм Канюля сменная рентгенопрозрачная, универсальная 100 мм для троакаров диаметром 12 мм. Канюля низкопрофильная, прозрачная. Приемник канюли конусообразный, содержит интегрированную комбинированную двойную систему мембран, кран инсуффляции с механизмом, препятствующим случайному его открытию. Канюля разборная для облегчения извлечения через нее резецированных	101871	407 484

				тканей, состоит из двух частей: собственно канюли с нижней частью приемника, включающей мембрану по типу утиного клюва, и съемной верхней частью приемника, включающей лепестковую мембрану. Встроенный универсальный переходник для введения инструментов различного диаметра. Внутренняя поверхность канюли имеет специальное покрытие на основе силикона для облегчения ввода и извлечения инструментов из троакара. Длина канюли 100 мм, имеются боковые атравматичные циркулярные насечки для надежной фиксации в стенке брюшной полости, исключающие необходимость дополнительного прошивания. Предназначена для использования у одного пациента. Поставляется стерильной.		
35	Инструмент для ультразвуковой для генератор HAR 36	уп	1	HAR36 Ножницы коагуляционные с эргономичной пистолетной рукояткой для открытых и эндоскопических операций, с ручной активацией. Предназначены для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. При отсутствии активации могут использоваться в качестве граспера, зажима. Частота колебания титанового лезвия ножниц в продольном направлении 55,5 кГц. Возможность активации насадки с помощью кнопок включения в минимальном и максимальном режимах мощности, расположенных на передней поверхности корпуса насадки для быстрого доступа, или с помощью ножного привода (педали). Корпус рукоятки имеет встроенный механизм тактильной и звуковой индикации полного сведения бранш. Наличие системы обратной связи с генератором и контроля температуры активного лезвия насадки, посредством генератора G11 (Джен Илевен), для повышения эффективности и скорости работы инструментом, а так же снижения уровня латерального повреждения тканей. Наличие дополнительного звукового сигнала, оповещающего о начале повышения температуры активного лезвия, для более совершенного контроля качества гемостаза. Ствол с антибликовым покрытием. Длина ствола 36 см от конца активной бранши до кольца ротации. Диаметр ствола 5 мм. Ротация ствола на 360 градусов при помощи ротационного кольца, расположенного на стыке ствола и рукоятки насадки (для быстрого доступа при помощи одной руки) - облегчает визуализацию и доступ к оперируемой ткани. Индикатор длины 5 мм на обеих боковых сторонах пассивной бранши. Наличие резьбового разъема для соединения с лапаросонической рукояткой. Пистолетная рукоятка сведения браншей. Наличие резиновых прокладок на внутренней стороне рукоятки сведения браншей, кнопках ручной активации и ротационном кольце, препятствующих скольжению и способствующих комфортному размещению руки хирурга. Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей. Активная бранша титановая, с покрытием для снижения степени налипания, изогнутая, для улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную форму. Выпуклая и изогнутая поверхности, а также проксимальная часть активной бранши предназначены в основном для коагуляции тканей. Острые верхняя и нижняя грани, а также дистальная часть активной бранши (кончик) служат для рассечения тканей. Пассивная бранша имеет пластиковую накладку с насечками для эффективной работы с тканями. Комплектуется замком рабочей части. Предназначены для использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. Поставляются стерильными. Могут применяться у пациентов с	3 147 821,45	3 147 821,45

				кардиостимуляторами. Совместимы с генератором GEN11 при помощи специального адаптера насадок «Гармоник».		
36	Соединительный кабель для нейтрального электрода	шт	3	Кабель, для нейтральных электродов многоразового пользования	33 495	100 485
37	Нейтральный электрод	шт	3	Нейтральный электрод, безфиксатора, многоразового пользования, для взрослых, размер 250 x 150 мм, для электрокоагуляторов	87 000	261 000
38	Набор трубок для инсулятора код 20400143	шт	2	Набор трубок , со штуцером, стерилизуемых, для инсуляции, используется с электронным эндофлатором	118 404	236 808
39	Щипцы атроматическими зубцами 33352 ON	шт	2	Щипцы захватывающие, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, атравматичные бранши, окончатые, одна бранша активна. Состоят из: 33152 пластиковая рукоятка, с кремальерой по MANHES, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, 33300 внешний металлический тубус, 33310 ON вставка-щипцы	377145	754 290
40	Щипцы атроматическими зубцами 33352 AF	шт	10	Щипцы, захватывающие, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, атравматичные, окончатые бранши, две бранши активны. Состоят из: 33152 пластиковая рукоятка, с кремальерой по MANHES, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, 33300 внешний тубус, изолированный, 33310 AF вставка-щипцы	377145	3 771 450
41	Ножницы изогнутые 34321 MS	шт	20	Ножницы, ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: 33121 пластиковая рукоятка, изолированная, без кремальеры, 33300 металлический, внешний тубус, изолированный, 34310 MS вставка-ножницы, для использования с троакарами, диаметром 6 мм.	364530	7 290 600
42	Ножницы зубчатые ложкообразно изогнутые 34310 MA	шт	20	Вставка рабочая, вставка-ножницы, сечение лезвий, изогнутые, ложкообразные лезвия, длина лезвий 17 мм, две бранши активны, диаметр 5 мм, длина 36 см.	165300	3 306 000
43	Внешний тубус 33500	шт	5	Канюля, внешняя трубка, изолированная, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, размер 10 мм, длина 36 см	90480	452 400
44	Внешний тубус 33550G	шт	2	Тубус, внешний, диам. 15 мм, с LUER- разъемом для чистки, используется с KARL STORZ рукояткой морцеллятора 26711031	151380	302 760
45	Внешний тубус 33300	шт	20	Тубус внешний, металлический, изолированный, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, размер 5 мм, длина 36 см	87435	1 748 700
46	Вставка рабочая для пулевых щипцов 33510U Моднозубые 2 бранши подвижны дм 10мм дл36	шт	2	Вставка рабочая, щипцы, для пулевых щипцов, однозубые, две бранши подвижны , диаметр 10 мм, длина 36 см	145 725	291 450
47	Эндоскопический ручной аппликатор Nemolok XL 10	шт	2	Эндоскопический ручной аппликатор Nemolok. Размер XL, 10 мм, длина 32,5 см. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали. Применяется для лигирования сосудов, протоков тканей при лапароскопических и лапаротомных операциях в общей хирургии, гинекологии, урологии, торакальной хирургии, отоларингологии, сосудистой хирургии. Для использования с клипсами Nemolok XL для сосудов и тканей 7-16 мм	750 000	1 500 000

48	Клипсы Hemolok XL для сосудов и тканей 7-6мм 14 картридж по 6 клипс	уп	10	Клипсы лигирующие для сосудов и тканей 7-16мм (14 картриджей по 6 клипс) Клипсы размер XL для сосудов и тканей 7-16 мм имеющие цветовой код размера из не рассасывающегося биополимера (пластиковые) защелкивающийся замок клипс обеспечивает эффективное и надежное закрытие конструкция аппликаторов и клипс обеспечивает надежную фиксацию клипс во время доставки к сосудам тканям конструкция клипсы даёт возможность деклипирования, сохранением целостности сосуда или ткани наличие зубцов на внутренней поверхности клипсы позволяет «чистить» сосуды и ткани до закрытия, а также препятствуют соскальзыванию с них при закрытом замке клипсы легко пальпируются не R-контрастны, таким образом, не изменяет картины при МРТ, КТ и R-исследованиях. В 1й коробке 14 картриджей, 6 клипс/картридж (84 клипсы). Для использования эндоскопическим ручным аппликатором Hemolok XL, 10 мм	161 500	1 615 000
49	Титановые лигирующие клипсы 16 картридж 10 шт	уп	20	Клипсы, титановые Pilling-Weck, средне-большие, стерильные, 16 картриджей по 10 клипс, для использования с аппликатором 30443LR, 30444 LR и 26060LR.	235 770	4 715 400
50	Уплотнительный колпачок 5 шт уп 6 мм	уп	20	Колпачок уплотняющий, цветовой код: черный, используется с троакарами размера 6 мм и экстракторами/переходниками вместе с инструментами размера 5 мм, автоклавируемый, 5 шт/упак.	6525	130 500
51	Масло для инструментов 27656B	шт	20	Масленка, с маслом для смазки инструментов, бутылочка 50 мл	5655	113 100
52	Масло для инструментов 2765627658B	шт	20	Масленка, с маслом для смазки инструментов, бутылочка 50 мл	5655	113 100
53	Чистящая щетка дл 50см внешн 15мм	шт	150	Щетка, чистящая для острых браншей	5655	848 250
54	Чистящая щетка дл 50см внешн 11мм	шт	150	Щетка, чистящая, длина 50 см, внешний диам. 11 мм	3915	587 250
55	Щипцы биполярные "окончатые изогнутые" диаметр 5мм стер. трубка дл 340мм вс 44г рабочая вставка длина 340мм, вес 19г, рукоятка размеры 120x135x27, вес 93г максимальное напряжение на выходе U макс	шт	5	Щипцы биполярные «окончатые, изогнутые», диаметр 5 мм; стержевая трубка длина 340 мм, вес 44 г; рабочая вставка длина 340мм, вес 19 г; рукоятка размеры 120x135x27, вес 93г, максимально напряжение на выходе U макс.: не более 250 Вп, продукт много разового пользования, допускает автоматическую мойку и стерилизацию в паровом автоклаве при 134°C.	672 075	3 360 375
56	Щипцы биполярные (только рабочая вставка) дл 340мм вс 19г, диаметр 5мм	шт	5	Биполярная рабочая вставка длина 340 мм, вес 19 г, диаметр 5 мм, бранши «окончатые, изогнутые», много разового пользования, допускает автоматическую мойку и стерилизацию в паровом автоклаве при 134°C.	251 865	1 259 325
57	Биполярный кабель, для пинцетов BOWA с плоским коннектором, для ERBE, L-	шт	4	Биполярный кабель, для пинцетов BOWA с плоским коннектором, двух-пиновый 28 мм, L=4,5м	29 240	116 960
58	Электрод для диссекций и коагуляций L-обр 5мм дл 36см с соединением монополярной коагуляций 26775UF	шт	6	Электрод, для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции	87435	524 610

59	Эндоигла по VERESS для Пневмоперитонеумас пружинящими тупым стилетом с замком ЛЮЕР дм2,1 дл 13см 26120J	шт	2	Эндоигла, по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, диаметр 2.1 мм, длина 13 см	53070	106 140
60	Универсальный спрей №280052 B+C	фл	5	Универсальный спрей для чистки и смазки наконечников и электронных микромоторов 500 мл флакон	8000	40 000
61	33510UN захватывающие щипцы для ткани по SAWALHE x2	шт	3	Вставка рабочая, щипцы по SAWALHE для тканей, две бранши подвижны ,размер 10 мм, длина 36 см	145725	437 175
62	30160-X5 набор уплотнитель для инструментов 5x5,5мм x10	шт	20	Колпачок уплотняющий, цветовой код: зеленый, используется с троакарами размера 11 мм и экстракторами/ переходниками вместе с инструментами размера 10 мм, автоклавируемый, 5 шт/упак. 30100XB	8265	165 300
63	26173 KAF иглодержатель	шт	1	Иглодержатель, макро по КОН, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, прямые бранши, карбид-вольфрамовая вставка, 5 мм, длина 33 см	539835	539 835
64	Адаптер 8133590	шт	10	Адаптер, переходник 10 / 5 мм, для применения с аспирационно-ирригационными трубками диаметром 10 мм	6090	60 900
65	Клипсы аппликатор 30444LR	шт	1	Аппликатор, для использования с титановыми клипсам Pilling-Weck 30460AL (средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: 30444 Н металлическая рукоятка, с кремальерой, 30444 А металлический внешний тубус, 30440 LR вставка	499380	499 380
66	Пластмассовая рукоятка 33122	шт	10	Рукоятка, ClickLine пластмассовая, с фиксатором по MANHES, с соединением для монополярной коагуляции	130500	1 305 000
67	Трубка для аспираций и ирригаций 37560LN	шт	1	Канюля, трубка для ирригации/аспирации, с боковыми отверстиями, диаметр 10 мм, длина 36 см, используется с рукоятками для ирригации/аспирации	63945	63 945
68	Оптоволоконный световод 495NCS	шт	2	Волоконнооптический световод, диаметр 4,8мм, длина 230см должен быть совместим с источниками света Xenon, в комплекте с адаптерами: Адаптер для световода, для типа эндоскопа - Storz/Olympus – 1шт. Адаптер для световода, для типа источника света - Storz – 1шт	154 186	308 372
69	Щипцы для захвата и диссекций 31352 R	шт	2	Щипцы, CLICKLINE диссекторные и захватывающие, поворотные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с LUER-Lock ирригационным адаптером для чистки, бранши загнуты вправо, две бранши подвижны, размер 3.5 мм, длина 36 см в составе: 33152 пластиковая рукоятка с фиксатором по MANHES, с увеличенной зоной контакта для пальцев 31300 внешний тубус 31310 R рабочая вставка щипцы	377 145	754 290
70	Манипулятор маточный	шт	1	Манипулятор, маточный модель CLERMONT-FERRAND, комплект, 1 5 369,00 5 369,00 состоящий из: 26168 DA рукоятка манипулятора с фиксирующим винтом. 26168 DB штанга манипулятора , 26168 DC уплотняющий цилиндр. 26168 DD силиконовый уплотнитель, 3 шт./упак., 3 размера, 26168 DE внутриматочный стержень . 26168 DG рабочая вставка, коническая, с резьбой, средняя, длина 65 мм . 26168 DK анатомическое лезвие, короткое, длина рабочей части 50 мм. 26168 DN рабочая вставка, атравматичная, диаметр 7 мм, длина 50 мм. 26168 DP рабочая	2 335 515	2 335 515

				вставка, с соединением для хромопертубации, атравматичная, диаметр 4 мм, длина 40 мм. 26168 DR чистящий адаптер Следующие позиции в состав манипулятора не входят. Заказывать отдельно :26168 DF рабочая вставка коническая с резьбой, короткая , длина 55 мм 26168 DH рабочая вставка коническая с резьбой, длинная, длина 85 мм 26168 DM атравматическое лезвие среднее, длина рабочей части 60 мм 26168 DL атравматическое лезвие длинное, длина рабочей части 70 мм 26168 DO рабочая вставка атравматическая, диаметр О 7 мм, длина 60 мм 26168 DQ рабочая вставка с соединением для хромопертубации, атравматическая, диаметр О 4 мм, длина 60 мм.		
71	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC, серии 303, арт. 900-303	шт	2	Параметры питающей электросети 230 В / 50 Гц Диапазон входного напряжения, не менее 198–264 В Потребляемый ток в режиме ожидания, не более 110 мА Максимальный потребляемый ток (при 300 Вт на выходе), не более 3,0 А Габаритные размеры, не более 430х150х400 мм Вес нетто, не более 10,0 кг Классификация в соответствии с директивой ЕС 93/42/ЕЕС Пб Электромагнитная совместимость IEC 60601–1–2 Класс защиты в соответствии с EN 60601–1 I Тип в соответствии с EN 60601–1 CF Степень защиты корпуса IP 21 Набор поставки Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции - 2 шт. Тележка для аппарата и ручка к тележке ARC CART, крепление спереди – 2 шт. Корзинка для принадлежностей, фронтальной фиксации, с ручкой к тележке – крепление спереди – 2 шт. Кабель выравнивания потенциалов, длина = 5 м – 2 шт. Кабель сетевой, со штекером типа F Schuko, длина= 5 м – 2 шт. Двухпедальный ножной переключатель с кнопкой и дугой, кабель длина=4 м – 2 шт. Кабель, для нейтральных электродов одноразового пользования, стандартный, длина=4,5 м, для аппаратов BOWA, Erbe ICC/VIO International– 4 шт. Нейтральный электрод одноразового пользования, EASY, разделенный, 110 см², Уп=100 шт. – 4 упак. Нейтральный электрод многоразового пользования, для взрослых, 250 x 150 мм, стандартный, для аппаратов BOWA, ERBE International, Martin, Valleylab – 2 шт. Кабель, для нейтральных электродов многоразового пользования, стандартный, длина=4,5 м, для аппаратов BOWA, ERBE international, Martin, Valleylab – 2 шт.	4 000 000	8 000 000
						77 087 670,45

3. На участие в тендере поступили заявки от следующих потенциальных поставщиков:

1. ТОО «Эль Фарм» - дата предоставления: 17.03.2020 года, 14 часов 34 минуты;
2. ТОО «Samgau Global» - дата предоставления: 18.03.2020 года, 10 часов 36 минуты;
3. ТОО «MedIntelCompany» - дата предоставления: 19.03.2020 года, 16 часов 46 минуты;
4. ТОО «Сфера ПБЛ» - дата предоставления: 19.03.2020 года, 16 часов 49 минуты;
5. ТОО «RuMaFarm» - дата предоставления: 20.03.2020 года, 09 часов 17 минуты;
6. ТОО «КазМедЭндоскоп» - дата предоставления: 20.03.2020 года, 15 часов 16 минуты;
7. ТОО «Атлантикс» - дата предоставления: 26.03.2020 года, 09 часов 42 минуты;
8. ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» - дата предоставления: 26.03.2020 года, 09 часов 45 минуты;
9. ТОО «Элан – West » - дата предоставления: 27.03.2020 года, 09 часов 51 минуты;

4. Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

5. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений по соответствию предложенных в заявке на участие в тендере по закупке технической спецификации – не привлекались.

6. Заявки на участие в тендере «по закупке медицинских изделий для операционного блока на 2020 год.», после истечения окончательного срока представления тендерных заявок от потенциальных поставщиков не поступали.

7. Тендерная комиссия проверяла соответствие потенциальных поставщиков требованиям тендерной документации на основе представленных ими документов.

8. Документы, представленные в составе тендерной заявки потенциальных поставщиков, не предусмотренные Тендерной документацией, тендерной комиссией не рассматривались.

9. По результатам рассмотрения заявок на участие в тендере путем открытого голосования тендерная комиссия решила, что требованиям Тендерной документации соответствуют следующие потенциальные поставщики:

1. ТОО «Эль Фарм» - дата предоставления: 17.03.2020 года, 14 часов 34 минуты;
2. ТОО «Samgau Global» - дата предоставления: 18.03.2020 года, 10 часов 36 минуты;
3. ТОО «MedIntelCompany» - дата предоставления: 19.03.2020 года, 16 часов 46 минуты;
4. ТОО «Сфера ПБЛ» - дата предоставления: 19.03.2020 года, 16 часов 49 минуты;
5. ТОО «RuMaFarm» - дата предоставления: 20.03.2020 года, 09 часов 17 минуты;
6. ТОО «КазМедЭндоскоп» - дата предоставления: 20.03.2020 года, 15 часов 16 минуты;
7. ТОО «Атлантикс» - дата предоставления: 26.03.2020 года, 09 часов 42 минуты;
8. ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» - дата предоставления: 26.03.2020 года, 09 часов 45 минуты;
9. ТОО «Элан – West » - дата предоставления: 27.03.2020 года, 09 часов 51 минуты;

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:

1. На основании пункта 89 главы 9 Правил 1729, заключить Договор о закупках с:

- ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ» по лоту №15,16 на сумму **1 369 500** (один миллион триста шестьдесят девять тысяч пятьсот) тенге 00 тиын;
- ТОО «MedIntelCompany» по лоту №21 на сумму **2 257 500** (два миллиона двести пятьдесят семь тысяч пятьсот) тенге 00 тиын;
- ТОО «КазМедЭндоскоп» по лоту №68 на сумму **304 800** (Триста четыре тысячи восемьсот) тенге 00 тиын;
- ТОО «Элан-West» по лоту №49 на сумму **3 470 000** (Три миллиона четыреста семьдесят тысяч) тенге 00 тиын;
- ТОО «SamgauGlobal» по лоту №35 на сумму **3 099 000** (Три миллиона девятьсот девять тысяч) тенге 00 тиын;

2. На основании пункта 24 главы 5 Правил 1729, заключить Договор о закупках с:

- ТОО «RuMa Farm» по лоту №1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13 на сумму **14 287 500** (Четырнадцать миллионов двести восемьдесят семь тысяч пятьсот) тенге 00 тиын;

3. На основании пункта 83 главы 9 Правил 1729, заключить Договор о закупках с:

- ТОО «Эль-Фарм» по лоту №3 на сумму **720 000** (Семьсот двадцать тысяч) тенге 00 тиын;
- ТОО «КазМедЭндоскоп» по лоту №36,37,47,48,55,56,57,71 на сумму **16 016 900** (Шестнадцать миллионов шестнадцать тысяч девятьсот) тенге 00 тиын;

- **ТОО «Элан-West»** по лоту **№38,39,40,41,42,43,44,45,46,50,51,52,53,54,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70** на сумму **27 047 120** (Двадцать семь миллионов сорок семь тысяч сто двадцать) тенге 00 тиын;

- **ТОО «МЕДФАРМИМПОРТ»** по лоту **№18,20,32,33** на сумму **2 200 700** (два миллиона двести тысяч семьсот) тенге 00 тиын;

4. На основании пп.12 пункта 81 главы 9 Правил 1729:

- Ценовое предложение потенциального поставщика **ТОО «MedIntelCompany»** по лоту №15,16 отклонить, в связи с не соответствием с технической спецификацией.

5. На основании пункта 84 главы 9 Правил 1729:

- Лот № 12,14,17,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,60 признать несостоявшимся, в связи с отсутствием ценовых предложений.

Подписи представителей тендерной комиссии:

Председатель тендерной комиссии:

_____ Шомиров С. С.

Член тендерной комиссии:

_____ Машаханова И.Б.

Члены тендерной комиссии:

_____ Сапарова С.А.

Секретарь тендерной комиссии:

_____ Жанғалиева С.Е.